

*Centrul Medical Cristian Serban Buzias*

### CAIET DE SARCINI REACTIVI COAGULARE

1. reactiv pentru determinarea concentratie procentuale a factorului 8 ( FVIII).

- impachetare 8 x 1 ml kitul
- stabilitatea reactivului dupa reconstituire sa fie 8 ore la 15-25 grade si 4 saptamani la -20 grade
- compatibil cu calibratorul (standard) plasma metoda WHO standard – Siemens

2. reactiv pentru determinarea controlului normal al concentratie de FVIII pentru metoda de coagulare WHO – standard- Siemens.

- cu valori de referinta intre 75%-113 %
- impachetare 10x 1 ml

3 . reactiv pentru determinarea controlului patologic al concentratie de FVIII pentru metoda de coagulare WHO – standard- Siemens.

- cu valori de referinta intre 22%-38%
- impachetare 10x 1 ml

TOTI REACTIVII : FVIII , CONTROL NORMAL SI CONTROL PATOLOGIC SA FIE  
**ORIGINALI SIEMENS - COMPATIBILI** PE APARATUL DE COAGULARE **SYSMEX**  
**CA -1500**

Intocmit biolog specialist : Opait Dugan Timeia

